




Surgical
Solutions & Chirurgie



Aiguille RSG 14

Gamme 2F MESH

www.2fsurgical.com






Aiguille Passe-Fil :

- Suture percutanée
- Positionnement des implants pariétaux avant fixation ,
- Ligature des hémorragies de la paroi abdominale,
- Fermeture des sites de trocars sans extension de l'incision.

Avantages:

- Permet au chirurgien un bon positionnement de l'implant avant agrafage,
- Manipulation d'une seule main simple et efficace.



Référence	Longueur	Diamètre de passage	Conditionnement
RSG-14	15 cm	Diamètre extérieur gauge 14	10 aiguilles stériles par boîte



Le Grand Bosquet C - Chemin de Font Sereine - 13420 GEMENOS
Tél. : +33(4) 42 82 95 54 - Fax : +33 (9) 81 40 41 32 - mail : contact@2fsurgical.com