




UCMC PATCH - CHIRURGIE MINIMALE INVASIVE



Description

L'implant **Dipromed UCMC®** a été développé pour une utilisation en chirurgie pariétale minimale invasive.

UCMC® est un patch bi face en compose d'une polypropylène tricoté monofilament .

La face lisse et non adhérente caractérisée par un film de polypropylène est prévue pour être en contact avec les viscères.




La face pariétale est munie de deux ailettes de fixation en polypropylène monofilament.


L'implant possède en son centre un fil tressé facilitant son étalement dans l'espace de dissection.

Indications

UMCMPatch® est utilisé par abord direct dans les indications suivantes :

- Hernies ombilicales,
- Eventrations.





Dispositifs chirurgicaux certifiés (**CE n°0546**) testés et évalués cliniquement.
Fabriqués par **DIPROMED srl**

2f Surgical
Le grand Bosquet C
Chemin de Font Sereine 13240 Gémenos
04.42.82.95.54 contact@2fsurgical.com