

**MANIPULATEUR UTÉRIN**  
Usage unique avec cupule




**AVANTAGES**

- Simple d'utilisation
- Précision et sécurité
- Rapidité et légèreté
- Adapté à la laparoscopie
- Dispositif prêt à l'emploi



**INDICATIONS**

- Hystérectomie totale / subtotale
- Promontofixation



CE  
0197



### Facile à utiliser

La conception intégrée en forme de "S" adapte à l'anatomie, ce qui le rend facile et pratique à utiliser

### Verrouillage de position (avec la loupe)

La conception du verrouillage pour un positionnement rapide, précis et sécurisé

### Cupule cervicale ajustable

La cupule cervicale peut être ajustée en fonction de la longueur du vagin

### Arbre avec des chiffres

Les marquages à double échelle sur l'arbre permettent un fonctionnement plus précis

### Conception intégrée

La cupule cervicale et la tige de commande sont intégrées, ce qui réduit le montage

### Ballon vaginal gonflable

Excellent maintien et étanchéité

### Structure de la rainure

L'embouchure de la cupule cervicale présente une structure de rainure en forme de "V" ce qui permet aux chirurgiens de la positionner facilement pendant l'intervention

### Ballon utérin

Le ballon utérin améliore le contrôle du fonctionnement adapté à différentes tailles de cavités

CODE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA CUPULE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE L'ARBRE
301Y.402	35 MM	6.0 MM
301Y.403	38 MM	6.0 MM
301Y.404	41 MM	6.0 MM