



## Agrafeuse Lineaire Endoscopique



## Agrafeuse Linéaire Endoscopique



Références	Description	Code-couleur des chargeurs	Taille des agrafes (de l'intérieur vers l'extérieur)
<b>Chargeurs Linéaires Endoscopiques</b>			
ECR30T	Chargeur articulé 30mm tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2.5 mm ; 3mm
ECR30P	Chargeur articulé 30mm tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3.5 mm ; 4mm
ECR45T	Chargeur articulé 45 mm tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2.5 mm ; 3mm
ECR45P	Chargeur articulé 45 mm tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3.5mm ; 4 mm
ECR45B	Chargeur articulé 45 mm tissu très épais	Noir	4 mm ; 4,5mm ; 5 mm
ECR60T	Chargeur articulé 60 mm tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2.5mm ; 3 mm
ECR60P	Chargeur articulé 60 mm tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3.5mm ; 4 mm
ECR60B	Chargeur articulé 60 mm tissu très épais	Noir	4 mm ; 4.5mm ; 5mm
ECR30TC	Chargeur articulé 30 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2,5mm ; 3mm
ECR30PC	Chargeur articulé 30 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3,5mm ; 4mm
ECR45TC	Chargeur articulé 45 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2,5mm ; 3mm
ECR45PC	Chargeur articulé 45 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3,5mm ; 4 mm
ECR60TC	Chargeur articulé 60 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu vasculaire-moyen	Beige	2 mm ; 2,5mm ; 3 mm
ECR60PC	Chargeur articulé 60 mm pour agrafeuse pointe courbée - tissu moyen-épais	Violet	3 mm ; 3,5 mm ; 4 mm

### Agrafeuses Linéaires Coupantes Endoscopiques

ECBL	Agrafage linéaire coupante endoscopique L Longueur 479 mm
ECBM	Agrafage linéaire coupante endoscopique M Longueur 379 mm
ECBS	Agrafage linéaire coupante endoscopique S Longueur 289 mm



ECBL pour chirurgie laparoscopique

ECBM pour chirurgie ouverte ou laparoscopique

ECBS pour chirurgie ouverte

Tableau de sélection des chargeurs				
Très fin < 0.7 mm	Fin < 1 mm	Tissu moyen < 1.5 mm	Tissu épais < 2 mm	Tissu très épais (entre 2.25 mm et 3 mm)
Tissu vasculaire				
Chargeurs linéaires endoscopiques				
Tissu vasculaire fin/moyen				
		Tissu moyen/épais		Tissu très épais
Trocart de 12mm			Trocart de 15mm	

Distribué par 2F Surgical  
Le Grand Bosquet, Bat B  
Chemin de Font Serene  
13240 GEMENOS  
Tel : 04.42.82.95.54 - Mail : [contact@2fsurgical.com](mailto:contact@2fsurgical.com)

Fabriqué par BM Medical Technology



0197

