




Le Grand Bosquet B - Chemin de Font Sereine - 13420 GEMENOS
Tél.: +33(4)42829554 - Fax: +33(4)96181347 - mail: contact@2fsurgical.com



Chirurgie du prolapsus par voie coelioscopique









Prothèse P-STOP
Implants pour promontofixation

Gamme Prolapsus

2F distribue la gamme d'implants pour prolapsus voie haute Dilo.

Les implants P-STOP ont obtenu un nom de marque auprès de la H.A.S et sont inscrits en nom de marque sur la liste Intra-GHS .

Pictogramme	Composition	Référence
	Une plaque antérieure monofilament de polypropylène 33 x 200 mm	P-STOP-4
	Une plaque postérieure monofilament de polypropylène 66 x 200 mm	
	Une plaque antérieure monofilament de polypropylène 40 x 185 mm	P-STOP-8
	Une plaque postérieure monofilament de polypropylène 65 x 180 mm	
	Une plaque antérieure monofilament de polypropylène 47 x 160 mm	P-STOP-18
	Une plaque postérieure monofilament de polypropylène 70 x 170 mm	
	Une plaque antérieure monofilament de polypropylène 40 x 224 mm	P-STOP-20
	Une plaque postérieure monofilament de polypropylène 80 x 224 mm	

• **Polypropylène léger** spécialement tricoté pour la chirurgie du prolapsus dans une trame minimisant l'étirement et de ce fait la rétractation prothétique.

Caractéristiques :

- **Excellente mémoire de forme**
Déploiement facile de la prothèse
- **Prothèse antérieure**
Large en forme de raquette ou décalée (P18 / P20)
- **Prothèse postérieure**
Large et recoupable visant à minimiser les dyschésies.

